

Anticorpo Policlonale Coniglio Saa4 Per Wb, Elisa - P35542

Numero articolo: CM0020120

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SAA4 (P35542) convalidato per WB e ELISA. Questo anticorpo anti-proteina sierica amiloide A-4, costitutivamente espresso, reagisce in modo crociato con campioni di origine umana, murina e di ratto, ed è ideale per la ricerca sulla fase acuta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio anti-SAA4
Note/Alias	CSAA; C-SAA; SAA4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6291
ID gene	6291
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'amminoacido 50 e l'estremità C-terminale della SAA4 umana (NP_006503.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35542
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio