

Anticorpo Policlonale Safb Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15424

Numero articolo: CM0030376

introduzione

Anticorpo policlonale SAFB di coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata su umano, topo, ratto. Bersaglia il scaffold attachment factor B1 coinvolto nella regolazione della trascrizione, nell'organizzazione della cromatina e nel controllo della proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SAFB pAb coniglio
Note/Alias	HAP; HET; SAF-B; SAFB1; SAB-B1; SAF-B1; SAFB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6294
GeneID	6294
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-200 di SAFB umano (NP_001188267.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15424
Peso proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio