

Samd3 Pab Di Coniglio - Q8N6K7

Numero articolo: CM0020941

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SAMD3 (proteina contenente il dominio a motivo alfa sterile 3). Convalidato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca proteomica e gli studi sull'impaccamento alternativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SAMD3 pAb di coniglio
Note/Alias	SAMD3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	154075
GeneID	154075
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 della SAMD3 umana (NP_001017373.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8N6K7
Peso molecolare proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio