


Anticorpo Policlonale Coniglio Samm50 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y512

Numero articolo: CM0026418



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SAMM50 umano (mantenimento delle creste mitocondriali). Convalidato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'assemblaggio della catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SAMM50 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W; SAMM50
Specie	Umana
GeneID (Umana)	25813
GeneID	25813
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di SAMM50 umano (NP_056195.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y512
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio