

Anticorpo Policlonale Coniglio Sap18 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O00422

Numero articolo: CM0025629



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SAP18 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva SAP18 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla repressione trascrizionale, lo splicing e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio SAP18
Note/Alias	SAP18P; 2HOR0202; SAP18
Specie	Umano
GeneID (umano)	10284
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-172 di SAP18 umano (NP_005861.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00422
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio