

Anticorpo Neutralizzante Sars-Cov-2 - Sars-Cov-2

Numero articolo: CM0002104

introduzione

Anticorpo monoclonale neutralizzante SARS-CoV-2, derivato da immunogeno proteico ricombinante, con livello di endotossina <0,1 UE/μg mediante metodo LAL. Adatto per applicazioni di ricerca che coinvolgono studi di neutralizzazione del SARS-CoV-2. Spedito su ghiaccio secco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo neutralizzante SARS-CoV-2
Specie	SARS-CoV-2
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	SARS-CoV-2
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	< 0,1 UE/μg della proteina mediante metodo LAL.
Spedizione	Ghiaccio secco