

Sars-Cov-2 Nsp1 Rabbit Pab - P0Dtc2

Numero articolo: CM0020073



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a SARS-CoV-2 NSP1, validato per WB, IP ed ELISA. Reagisce specificamente con SARS-CoV-2; peso proteico 141kDa. Ideale per la ricerca sulle infezioni virali e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SARS-CoV-2 NSP1 Rabbit pAb
GeneID	43740578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-180 della proteina NSP1 del coronavirus (YP_009742608.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso proteico	141kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio