


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti Sars-Cov-2 Nsp6 Per Wb Ed Elisa - P0Dtd1

Numero articolo: CM0024247



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina non strutturale 6 (NSP6) di SARS-CoV-2. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con SARS-CoV-2. Adatto per studiare la formazione degli organelli di replicazione virale e le interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti SARS-CoV-2 NSP6
ID Gene	43740578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 236-290 della NSP6 del coronavirus (YP_009725302.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd1
Peso Proteico	794kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio