

Anticorpo Policlonale Coniglio Sars-Cov-2 Nsp8 Per Wb, Elisa - P0Dtc2

Numero articolo: CM0020539



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SARS-CoV-2 NSP8 per applicazioni WB ed ELISA. Rileva la proteina NSP8 SARS-CoV-2; immunogeno ricombinante. Ideale per la ricerca sui coronavirus e per lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SARS-CoV-2 NSP8 Rabbit pAb
GeneID	43740578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-198 della proteina NSP8 del coronavirus (YP_009742615.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso proteico	141kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio