

Nucleoproteina Di Sars-Cov-2 Pab Di Coniglio - P0Dtc9

Numero articolo: CM0021822

introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) di coniglio contro la nucleoproteina di SARS-CoV-2 per WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA. Prodotto in coniglio contro una proteina di fusione ricombinante che copre gli amminoacidi 1-419 della nucleoproteina del coronavirus (P0DTC9). Specifico per SARS-CoV-2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Nucleoproteina di SARS-CoV-2 pAb di coniglio
ID genico	43740575
Immunogeno	Proteina ricombinante
SWISS	P0DTC9
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	SARS-CoV-2
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio