


Sars-Cov-2 Orf3A Anticorpo Policlonale Di Coniglio - P0Dtc3

Numero articolo: CM0019825



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio contro SARS-CoV-2 ORF3A, validato per WB ed ELISA. Specifico per la proteina ORF3a di SARS-CoV-2 (P0DTC3). Ideale per studiare l'egress virale, la funzione viroporina e l'interazione con l'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio SARS-CoV-2 ORF3A
GeneID	43740569
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della proteina ORF3A del coronavirus (YP_009724391.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC3
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio