

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Sars-Cov-2 Orf9B Per Wb, Elisa - P0Dtd2

Numero articolo: CM0020350



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SARS-CoV-2 ORF9b validato per Western blot e ELISA. Prende di mira la proteina accessoria virale ORF9b, che inibisce l'immunità innata dell'ospite tramite associazione mitocondriale. Adatto per la ricerca su COVID-19.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-SARS-CoV-2 ORF9b
Specie	SARS-CoV-2
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-97 della proteina ORF9b di coronavirus (P0Dtd2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd2
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio