

Anticorpo Monoclonale Murino Anti-Sars-Cov-2 Spike Rbd Per Ricerca E Diagnostica - Sars-Cov-2 Spike Rbd

Numero articolo: CM0006379

introduzione

Anticorpo monoclonale murino diretto contro il dominio RBD della proteina Spike di SARS-CoV-2 (glicoproteina Spike). Validato per WB, DB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata specifica verso SARS-CoV-2. Ideale per la ricerca virologica e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale murino anti-SARS-CoV-2 Spike RBD
Note/alias	glicoproteina Spike; SARS-CoV-2 Spike RBD
Specie	SARS-COV-2
ID del gene (umano)	SARS-CoV-2
ID del gene	43740568
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante del dominio RBD della Spike di SARS-CoV-2
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, DB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
Spedizione	Borsa refrigerante