

Anticorpo Monoclonale Coniglio Sars-Cov-2 Spike Rbd (N501Y) Per Wb, Elisa - P0Dtc2

Numero articolo: CM0002707



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y) ad alta specificità convalidato per WB ed ELISA. Adatto per studiare i meccanismi di ingresso virale e il rilevamento delle varianti nelle applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y) Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	glicoproteina spike; SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y)
Specie	SARS-CoV-2
ID Gene (Umano)	43740568
ID Gene	43740568
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 450-550 del dominio di legame del recettore (RBD) della proteina Spike SARS-CoV-2 (N501Y) (YP_009724390.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Proteico	141KD
Spedizione	Borsa del ghiaccio