

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti Sars-Cov-2 Spike S1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Numero articolo: CM0002525



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la glicoproteina Spike S1 del SARS-CoV-2. Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Mira a un peptide sintetico all'interno della subunità S1 (aa 200-300). Per la ricerca sul SARS-CoV-2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti SARS-CoV-2 Spike S1
Note/Alias	glicoproteina spike; SARS-CoV-2 Spike S1
ID Gene	43740568
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 di SARS-CoV-2 Spike S1 (YP_009724390.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Proteico	141kDa
Spedizione	Sacca refrigerante