

Anticorpo Policlonale Coniglio Sash1 Per Wb E Elisa - 094885

Numero articolo: CM0013589



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SASH1 umano, validato per WB e ELISA. Rileva SASH1 in campioni umani e murini. Ideale per studi sulla segnalazione NF- κ B, migrazione cellulare e pigmentazione della pelle.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SASH1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DUH; DUH1; CAPOK; SH3D6A; dj323M4.1; SASH1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23328
ID Gene	23328
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di SASH1 umano (NP_056093.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	094885
Peso proteico	137kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio