


Sbds Rabbit Pab Per Wb, Elisa - Q9Y3A5

Numero articolo: CM0028834



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SBDS umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Bersaglio coinvolto nella biogenesi dei ribosomi e nella traduzione. Ideale per la ricerca sull'assemblaggio dei ribosomi e sulla sindrome di Shwachman-Diamond.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SBDS Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SDS; SDO1; SWDS; CGI-97; SBDS
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51119
Gene ID	51119
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3A5
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio