

Anticorpo Policlonale Scg3 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q8Wxd2

Numero articolo: CM0030299

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la SCG3 umana (Secretogranina-3), validato per WB e ELISA. Rileva SCG3 di origine umana, mouse e ratto. Adatto per ricerche sulla biogenesi dei granuli secretori e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SCG3 Rabbit pAb
Note/Alias	SGIII; SCG3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	29106
ID gene	29106
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	Q8WXD2
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio