


Scn2B Rabbit Pab Per Wb, Elisa - O60939

Numero articolo: CM0024758



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SCN2B (sottounità beta-2 regolatoria del canale del sodio) validato per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio della modulazione dei canali del sodio voltaggio-dipendenti nelle cellule eccitabili. Cross-reattività umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCN2B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATFB14; SCN2B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6327
GeneID	6327
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 30-160 di SCN2B umano (NP_004579.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano
SWISS	O60939
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio