

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Scn4B - Scn4B

Numero articolo: CM0021082

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SCN4B validato per WB ed ELISA. Rileva la proteina SCN4B umana, murina e di ratto (~25 kDa). Immunogeno ricombinante. Utile per la ricerca neuroscientifica e cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-SCN4B
Note/Alias	Gm1471, SCN4B
Specie	Topo
ID del gene (umano)	6330
ID del gene (topo)	399548
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-228 di SCN4B murino (Q7M729)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante