

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Scrn1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q12765

Numero articolo: CM0019520

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la Secernina-1 (SCRN1, SES1) per Western blot, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio dell'esocitosi e della biologia dei mastociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCRN1 Rabbit pAb
Note/Alias	SES1; SCRN1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	9805
ID del gene	9805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 195-414 della SCRN1 umana (NP_055581.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q12765
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante