


Selenok Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9Y6D0

Numero articolo: CM0021902



introduzione

SELENOK Anticorpo Policlonale di Coniglio rileva SELENOK umano e murino, una selenoproteina coinvolta nella segnalazione del calcio, ERAD e protezione dallo stress ossidativo. Validato per WB ed ELISA, adatto per la ricerca immunologica e cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SELENOK Anticorpo Policlonale di Coniglio
Note/Alias	SELK; HSPC030; HSPC297; SELENOK
Specie	Umano
GeneID (umano)	58515
GeneID	58515
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-94 di SELENOK umano (NP_067060.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9Y6D0
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio