


## Anticorpo Policlonale Coniglio Trasportatore Della Serotonina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31645

Numero articolo: CM0017474



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro il trasportatore della serotonina umana (SERT/SLC6A4) validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Indirizzato alla sequenza N-terminale. Adatto per ricerche sulle neuroscienze e sulla segnalazione della serotonina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Trasportatore della serotonina Anticorpo policlonale coniglio                                                                                                  |
| Osservazioni/Alias  | HTT; 5HTT; OCD1; SERT; 5-HTT; SERT1; hSERT; 5-HTTLPR; Trasportatore della serotonina                                                                           |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                          |
| GeneID (umano)      | 6532                                                                                                                                                           |
| GeneID              | 6532                                                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-84 del trasportatore della serotonina umano (NP_001036.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                               |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                             |
| SWISS               | P31645                                                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 70kDa                                                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                             |