

Anticorpo Policlonale Coniglio Serpina10 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk55

Numero articolo: CM0026739



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SERPINA10 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla coagulazione sull'inibitore della proteasi dipendente dalla proteina Z. 51kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SERPINA10 Rabbit pAb
Note/Alias	PZI; ZPI; SERPINA10
Specie	Umano
Gene ID	51156
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9UK55
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio