

Pab Di Coniglio Anti-Serpinc1 - P01008

Numero articolo: CM0018384



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SERPINC1 (Antitrombina-III). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata per uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla coagulazione del sangue e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio SERPINC1
Note/Alias	AT3; AT3D; ATIII; THPH7; ATIII-R2; ATIII-T1; ATIII-T2; SERPINC1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	462
GeneID	462
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-259 di SERPINC1 umano (NP_000479.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P01008
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante