


Sesn2 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - P58004

Numero articolo: CM0025119



introduzione

SESN2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per WB ed ELISA, che riconosce SESN2 umano (reagisce in modo crociato con topo, ratto). SESN2 è un sensore di leucina che regola mTORC1 e lo stress ossidativo; ideale per la ricerca sulla segnalazione e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SESN2 Coniglio pAb
Note/Alias	HI95, SES2, SEST2, SESN2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83667
GeneID	83667
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 211-480 di SESN2 umano (NP_113647.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P58004
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio