


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Setd7 Per Wb Ed Elisa - Q8Wts6

Numero articolo: CM0011800



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la N-metiltransferasi della lisina istonica SETD7. Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto. Strumento per la ricerca epigenetica negli studi sulla metilazione degli istoni e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb SETD7 di coniglio
Note/alias	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; SETD7
Specie	Umano
ID del gene (umano)	80854
ID del gene	80854
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SETD7 umano (Q8WTS6).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8WTS6
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante