


Anticorpo Policlonale Coniglio Sf3B2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13435

Numero articolo: CM0025145



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro SF3B2 umano, componente chiave dello spliceosoma. Adatto per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA; riconosce SF3B2 di uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sullo splicing e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SF3B2 Rabbit pAb
Note/Alias	CFM; HFM; Cus1; SF3b1; SAP145; SF3B145; SF3b150; SF3B2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10992
GeneID	10992
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 616-895 di SF3B2 umano (NP_006833.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13435
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio