

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Sfrp1 Per Wb, Elisa - Q8N474

Numero articolo: CM0010346

introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio SFRP1 validato per Western blotting ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio SFRP1
Note/Alias	FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6422
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SFRP1 umano (Q8N474)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N474
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio