

Anticorpo Policlonale Coniglio Sh2B1 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrf2

Numero articolo: CM0030587



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro SH2B1 umano (PSM), convalidato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Adatto per lo studio delle vie di segnalazione JAK/STAT, insulina, leptina e fattori di crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SH2B1 Rabbit pAb
Note/Alias	PSM; SH2B; SH2B1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25970
GeneID	25970
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-520 di SH2B1 umano (NP_056318.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRF2
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio