

Ship1 Pab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92835

Numero articolo: CM0015580



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SHIP1 convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con SHIP1 umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione immunitaria e l'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SHIP1 pAb di coniglio
Note/Altri nomi	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3635
GeneID	3635
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 900-1000 della SHIP1 umana (NP_001017915.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92835
Peso proteico	133 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio