


Anticorpo Policlonale Coniglio Shmt1 Per Wb, Ihc, If, Elisa - P34896

Numero articolo: CM0014861



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SHMT1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con SHMT1 umano, murino e ratto (53 kDa), una serina idrossimetiltransferasi citosolica critica per il metabolismo a un carbonio e il ciclo del folato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SHMT1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SHMT; CSHMT; SHMT1
Specie	Umano
GenelD (umano)	6470
GenelD	6470
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 285-444 di SHMT1 umano (NP_683718.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P34896
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio