

Anticorpo Policlonale Coniglio Shmt2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P34897

Numero articolo: CM0020679



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SHMT2 di alta qualità per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva SHMT2 umano, di topo, di ratto (~56 kDa). Ideale per la ricerca sul metabolismo monocarbonioso e sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SHMT2 Rabbit pAb
Note/Alias	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e; SHMT2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6472
GeneID	6472
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 265-504 di SHMT2 umano (NP_005403.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P34897
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio