

## Siah1 Mab Di Coniglio - Q8luq4

Numero articolo: CM0004163



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-SIAH1 validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Rileva SIAH1 (31 kDa) umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sull'ubiquitinazione, l'apoptosi e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro              | Valore                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto          | SIAH1 mAb di coniglio                                                                                                 |
| Annotazioni/Altri nomi | BURHAS; SIAH1A; SIAH1                                                                                                 |
| Specie                 | Umano                                                                                                                 |
| GeneID (Umano)         | 6477                                                                                                                  |
| Immunogeno             | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della SIAH1 umana (NP_003022.3) |
| Origine                | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria              | Anticorpi monoclonali                                                                                                 |
| Applicazione           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                |
| Reattività incrociata  | Umano, Topo, Ratto                                                                                                    |
| SWISS                  | Q8IUQ4                                                                                                                |
| Peso proteico          | 31 kDa                                                                                                                |
| Spedizione             | Sacco di ghiaccio                                                                                                     |