

Siglec-15 Coniglio Pab - Q6Zmc9

Numero articolo: CM0019803



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Siglec-15 per applicazioni WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce Siglec-15 (CD33L3) umano e di ratto, un recettore immunitario di 36 kDa espresso in macrofagi e cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Siglec-15 Coniglio pAb
Note/Alias	CD33L3; HsT1361; SIGLEC-15; Siglec-15
Specie	Umano
ID Gene	284266
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-263 di Siglec-15 umano (NP_998767.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q6ZMC9
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio