


Siglec1 Rabbit Pab - Q62230

Numero articolo: CM0023987



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Siglec1 di topo (Sialoadesina, CD169) per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Rappresenta uno strumento chiave per lo studio dell'adesione dei macrofagi, dell'assorbimento dei patogeni e della regolazione della risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Siglec1 Rabbit pAb
Note/Alias	Sn; Cd169; Siglec-1; Siglec1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	6614
GeneID	20612
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q62230
Peso proteico	183kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio