


Anticorpo Policlonale Coniglio Sirt6 Per Wb E Elisa - Q8N6T7

Numero articolo: CM0028895



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a SIRT6, una deacilasi dipendente da NAD coinvolta nella riparazione del DNA, nel metabolismo e nell'invecchiamento. Validato per Western blot ed ELISA; reagisce incrociato con SIRT6 umano e murino.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SIRT6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Sir2l6; mSIRT6; 2810449N18Rik; SIRT6
Specie	Topo
GeneID (Umano)	51548
GeneID (Topo)	50721
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-294 di SIRT6 murino (NP_001156902.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8N6T7
Peso proteico	36 kDa / 39 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio