

Anticorpo Policlonale Coniglio Skp1 Per Wb E Elisa - P63208

Numero articolo: CM0020992



introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) coniglio SKP1 validato per WB, ELISA. Rileva SKP1 umano e murino, un componente principale del ligasi ubiquitina SCF (19 kDa). Adatto per ricerche sul ciclo cellulare, sulla trasduzione del segnale e sulla degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SKP1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-163 di SKP1 umano (NP_733779.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P63208
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio