


Pab Coniglio Slc22A3/Oct3 Per Wb, Elisa - 075751

Numero articolo: CM0019450



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting SLC22A3/OCT3 (EMT) umano per WB ed ELISA, cross-reagisce con il topo. Ideale per esplorare il trasporto di cationi organici, la neurotrasmissione e il trasporto di poliammine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio SLC22A3/OCT3
Osservazioni/Alias	EMT; EMT3; OCT3; SLC22A3/OCT3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6581
Gene ID	6581
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 289-349 di SLC22A3/OCT3 umano (NP_068812.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	075751
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio