

Slc22A4 Pab Di Coniglio - Q9H015

Numero articolo: CM0013768

introduzione

Anticorpo policlonale anti-SLC22A4 di coniglio validato per WB ed ELISA. Rileva SLC22A4/trasportatore dell'ergotioneina (OCTN1) umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sui trasportatori e sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC22A4 pAb di coniglio
Note/Alias	OCTN1; DFNB60; SLC22A4
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6583
GeneID	6583
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-141 di SLC22A4 umano (NP_003050.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9H015
Peso della proteina	62 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante