

Anticorpo Policlonale Coniglio Slc25A13 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujs0

Numero articolo: CM0025002



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro SLC25A13 umano (citrina), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con il mouse. Adatto per studi sui trasportatori mitocondriali e ricerche sulle malattie epatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC25A13 pAb coniglio
Note/Alias	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10165
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di SLC25A13 umano (NP_001153682.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UJS0
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio