

Anticorpo Policlonale Coniglio Slc25A6 Per Wb, If/Icc, Elisa - P12236

Numero articolo: CM0029074

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting SLC25A6 umano (traslocasi ADP/ATP 3, ANT3), adatto per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto mitocondriale e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC25A6 Rabbit pAb
Note/Alias	ANT; AAC3; ANT3; ANT 2; ANT 3; ANT3Y; SLC25A6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	293
Gene ID	293
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 di SLC25A6 umano (NP_001627.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12236
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio