

Slc7A1 Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30825

Numero articolo: CM0019516

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SLC7A1 di alta qualità per WB, IHC-P, ELISA. Validato su umano, topo e ratto. Uso per la ricerca sul trasportatore di aminoacidi cationici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SLC7A1 Rabbit pAb
Note/Alias	ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; REC1L; SLC7A1
Specie	Umano
GeneID	6541
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 530-629 di SLC7A1 umano (NP_003036.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30825
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio