


Slco1B1 Rabbit Pab - Q9Y6L6

Numero articolo: CM0024501



introduzione

Anticorpo policlonale SLCO1B1 di coniglio validato per WB e ELISA. Mirato al trasportatore di anioni organici umano SLCO1B1 (OATP-C), chiave nell'assunzione epatica di farmaci e nel loro clearance. Ideale per studi sui trasportatori epatici e ricerche sulle interazioni farmacologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLCO1B1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLCO1B1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10599
Gene ID	10599
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 597-691 di SLCO1B1 umano (NP_006437.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9Y6L6
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio