


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Smac/Diablo Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr28

Numero articolo: CM0007147



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Smac/Diablo (Q9NR28) validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Mira alla proteina Diablo umana, di topo e di ratto (27kDa). Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sulla via di segnalazione IAP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Smac/Diablo
Note/Alias	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	56616
ID Gene	56616
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 56-239 di Smac/Diablo umano (NP_063940.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9NR28
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio