


Anticorpo Monoclonale Rabbit Smac/Diablo Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nr28

Numero articolo: CM0010538



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit ricombinante contro Smac/Diablo (SMAC) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Smac/Diablo Rabbit mAb
Note/Alias	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	56616
ID Gene	56616
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 56-239 di Smac/Diablo umano (NP_063940.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NR28
Peso Proteico	27kDa/21kDa/22kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio