


Smad2 Rabbit Pab - Q15796

Numero articolo: CM0017119



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per Smad2 umano, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Validato per l'uso nella ricerca sulla segnalazione TGF-beta e negli studi sul carcinoma coloretale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Smad2 Rabbit pAb
Note/alias	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Smad2
Specie	Umano
GeneID (umano)	4087
GeneID	4087
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 175-270 di Smad2 umano (NP_005892.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q15796
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante