


Anticorpo Monoclonale Coniglio Smad5 Per Wb, Ip, Elisa - Q99717

Numero articolo: CM0003703



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Smad5 per WB, IP, ELISA. Riconosce Smad5 umano e murino. Smad5 è un mediatore trascrizionale nella segnalazione BMP, critico per lo sviluppo embrionale e la differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Smad5 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
Specie	Umano
GeneID	4090
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 di Smad5 umano (Q99717).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q99717
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio