


Smc4 Rabbit Pab Per Wb, Elisa - Q9Ntj3

Numero articolo: CM0017311



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SMC4 per WB ed ELISA, diretto contro SMC4 umano (CAP-C, SMC4L1), fondamentale per la condensazione cromosomica. Uniprot Q9NTJ3, peso molecolare previsto 147 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMC4 Rabbit pAb
Note/Alias	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10051
GeneID	10051
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SMC4 umano (NP_001275682.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9NTJ3
Peso della proteina	147 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante