


Smg5 Coniglio Pab - Q9Upr3

Numero articolo: CM0021875



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SMG5 umano, validato per Western Blot ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul decadimento dell'mRNA mediato da nonsense (NMD) e per lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMG5 Coniglio pAb
Note/Alias	EST1B; SMG-5; LPTSRP1; LPTS-RP1; SMG5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23381
GeneID	23381
Immunogeno	Peptide sintetico (un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 950-1016 di SMG5 umano (NP_056142.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q9UPR3
Peso Proteico	114kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio